

Aurora to modułowy, współdzielony, wieloparametrowy monitor pacjenta przeznaczony dla intensywnej terapii.

Opis produktu:

Monitory pacjenta Aurora cechują się wysoką jakością każdego detalu, posiadają bogaty interfejs z osłoną ochronną oraz 3 diody alarmowe informujące o problemach z parametrami fizjologicznymi. W produktach zastosowano ognioodporne materiały: ABS+PC. Łatwość wymiany baterii oraz płaskie silikonowe przyciski ułatwiające czyszczenie znacząco wpływają na komfort użytkowania.

Prostota operacji

Monitor Aurora zapewnia bardzo łatwy w obsłudze interfejs oparty na inteligentnym systemie operacyjnym. Obsługuje wiele wejść peryferyjnych, aby spełnić więcej wymagań.

Obsługa wejścia peryferyjnego:

klawiatura

myszka

panel dotykowy

skaner



Modułowy monitor Pacjenta - AURORA 8s

Konfiguracja standardowa:

ECG

SPO2

NIBP

TEMP

RESP

Opcjonalnie:

(wbudowane) 2IBP

EtCO2

Modułowo:

2IBP

EtCO2

Masimo SPO2

C.O. Rejestrator

Zarządzanie danymi pacjenta:

Trendy 720 godzin, pokazane jako tabele i wykresy

1200 rekordów pomiarów rekordów NIBP

3 fale EKG rejestrowane przez 24H

1000 grup alarmów

Konfiguracja układu wyświetlacza:

Dane wyświetlane w 3-8 rzędach (dostosowywalnych)

Full ECG

Mini trendy

oxyCRG

Inteligentne wykrywanie arytmii:

Wielomodułowy system analizy EKG (MEAS™)

24 typy ARR

arytmia zatokowa, różne rodzaje PVC, VFIB, VTAC, AFIB, Asystoria



Modułowy monitor Pacjenta - AURORA 8s

Ręczny lub automatyczny tryb analizy EKG:

Wartość ST mierzona w czasie rzeczywistych

Zapisywanie segmentów ST jako odniesienia

Porównywanie segmentów

Automatyczny lub ręczny pomiar odcinka ST

Dostosowywanie punktów ST

Zaawansowane opcjonalne parametry:

IBP - Do 6 kanałów; wsparcie BD, Edwards, Utah, Abbott; jeden klawisz do resetu;

EtCO2 - Wsparcie Respironics® i Kingst®; Strumień główny i boczny

C.O. - Wspierajcie cewnika do Edward Swan-Ganz termodylucji tętnicy płucnej