

Kompaktowy transportowy monitor parametrów życiowych UT100C pozwala na monitorowanie wartości EtCO₂ (końcowo-wydechowe stężenie dwutlenku węgla), RR (częstość oddechów), SpO₂ (wysycenie krwi tlenem), PR (puls) w szpitalach, klinikach, transporcie medycznym oraz warunkach domowych. Kapnograf z pomiarem w strumieniu głównym (opcjonalnie dostępny również pomiar w strumieniu bocznym)



KAPNOGRAF UT100C

Specyfikacja:

- kolorowy cyfrowy wyświetlacz TFT LCD LED różne konfiguracje ekranu.
- długi czas pracy na zasilaniu akumulatorowym do 20 godzin
- TRENDY mierzonych parametrów z możliwością przesyłania danych do PC.
- system zarządzania danymi pacjenta.
- wskaźnik perfuzji/jakości sygnału
- wskaźnik stężenia CO₂
- ALARMY wizualne i dźwiękowe. Regulowane granice alarmowe. Alarm niskiego stanu zasilania.
- dwa tryby pracy: pomiar ciągły (monitoring), pomiar z odstępami.
- kompaktowa budowa, niska waga (ok. 258g z bateriami)
- wymiary: 75mm x 135mm x 28 mmKapnograf na wyposażeniu z torbą transportową oraz kablem sieciowym.

Parametry techniczne:

EtCO₂ 0-150mmHg

Dokładność +/-2mmHg < 5%

SpO₂ 0-100%

PR25-250 ud./min (+/- 3%)

Warunki pracy:

Temperatura pracy SPO₂ 0-45°C,

Temperatura pracy kapnometrii 0-45°C